

Made for
iPhone | iPad | iPod

ReSound LiNX Quattro™

דיוק בפרטים העדינים ביותר



ReSound GN

GN Making Life Sound Better
FOR 150 YEARS

גאים להציג את ReSound LiNX Quattro™

מכשירי השמיעה החדשים והמעולים שלנו הינם מעבר לכל מה שקיים כיום. תוכלו ליהנות מחוויה של צליל עשיר יותר, טווח רחב של סאונד בשידור אלחוטי, התאמה אישית וגם מאפשרות הטענה המתקדמת ביותר, והכל בפתרון אחד בלבד. *

בירידה לפרטים העדינים ביותר, LiNX Quattro מציעים לכם חוויה מבריקה עם שכבות של צלילים, להשראת הרגשת בטוחה ברגעים החשובים לך ביותר.

*במכשירים מדגמים מתאימים


דיבור ברור יותר

בהתבסס על שנים של חדשנות, אנחנו ממשיכים להיות חלוצים בטכנולוגיות מכשירי שמיעה המסייעות לאנשים לשמוע טוב יותר בחיי היום-יום. הפתרונות הייחודיים שלנו מאפשרים לכם להאזין בקלות רבה יותר לדיבור וקולות מכיוונים שונים בסביבתכם. בין אם מדובר ברחוב הומה אדם או בתיאטרון שקט, אתם יכולים להתמקד בשיחה ועדיין לשמוע את הקולות שמסביבכם.

צלילים מלאים יותר

עם מכשירי LiNX Quattro כעת, למעשה, אין לכם כמעט כל מגבלות לחוויית הצליל ותוכלו לשמוע זאת בפרטים העדינים ביותר. צלילים גבוהים ונמוכים כעת נשמעים טבעיים ועשירים יותר. מקומות שקטים אכן נשמעים שקטים וצלילים רועשים יותר נשמעים בנוחות, בחדות ונטולי עיוות. צלילים כמו ציוץ הציפורים, צחוקם של ילדים ותווי המוזיקה הפכו לנגישים ומהנים יותר.

בבדיקה סמויה כפולה, LiNX Quattro הועדף בשיעור של 95% מהזמן בהאזנה למוזיקה בהשוואה למכשירים מובילים של יצרנים אחרים.



ReSound LiNX Quattro ●

מכשירי עלית אחרים ○

חווית צליל מבריקה



חוויה עשירה יותר

צליל מכונת הקפה בבוקר והמוזיקה המתנגנת בערב, כל אלה נעשים בהירים ומלאים יותר באמצעות LiNX Quattro, וכך המקומות המועדפים עליכם נשמעים טוב יותר.

התוצאה היא חווית צליל מבריקה.

הדירוג הגבוה ביותר במבדקים סמויים

במבדקי שמיעה סמויים, אנשים זיהו והבינו דיבור טוב יותר בסביבות רועשות עם מכשירי LiNX Quattro.
LiNX Quattro דורגו באופן מובהק גבוה יותר באיכות הצליל בהאזנה למוזיקה.

לפרטים נוספים גלוש לאתר **אודיו-מדיק** או ל-resound.com



קישוריות אלחוטית ללא מתחרים

לדבר בביטחון בשיחות טלפון
כעת, אתם יכולים לשוחח בטלפון באופן צלול יותר. מחקרים מראים שבממוצע אתם יכולים להבין עוד 50% יותר משיחת טלפון בשידור למכשירי השמיעה בהשוואה לניהול שיחת טלפון רגילה שלא באמצעות שידור. עכשיו, אתם יכולים לקלוט ישירות שיחות מטלפונים מבוססי Android או מ-iPhone ללא צורך באביזר נוסף***.

מדורגים במקום הראשון כשמדובר בשידור אלחוטי

שיחות שנקלטות ישירות במכשירי LiNX Quattro מטלפונים מסוג iPhone, המאזינים דירגו את איכות הצליל כטובה יותר ב-37% בהשוואה למכשירים מובילים של יצרנים אחרים.

יותר פעילות בצפייה בטלוויזיה

האזינו לחדשות, צפו בסרטים ושמעו את פס הקול בבהירות משופרת ובעוצמה הנוחה לכם - כששאר בני המשפחה צופים בעוצמה שנוחה להם.

יותר שכבות צליל, פעילות וקצב

כשאתם עונים לטלפון במקום הומה אדם או בבית, אתם יכולים לעקוב אחר מה שנאמר. כשאתם צופים בטלוויזיה בבית אתם יכולים להרגיש טוב יותר את הפעילות. כשאתם נוהגים בעיר אתם שומעים בזמן אמת הוראות ניווט**.

מכשירי LiNX Quattro מעניקים לכם חווית קישוריות אלחוטית יוצאת דופן למעשה כמעט מכל התקן אודיו. אתם יכולים ליהנות מצלילים בהירים, מלאים ועשירים יותר, תווים וטונים – בשידור אלחוטי ישירות למכשירי השמיעה שלכם.

**במכשירי טלפון תומכים

תמיכה והתאמה אישית מכל מקום

שירות ייחודי

ReSound Assist מחולל מהפכה בכל הקשור לטיפול הניתן לך על-ידי מכון השמיעה שלך. בבית, בעבודה או בחופשה, ReSound Assist מאפשר לך לשלוח בקשות מהאפליקציה הייעודית להתאמות ועדכונים למכשירי השמיעה – כך שתוכלו לקבל עדכונים ישירות ממכון השמיעה המטפל בכם.

יותר תמיכה בכל דרך

לאחר שניסיתם את ההתאמות המעודכנות, אם יכולים בקלות לשלוח דירוג שביעות רצון בחזרה למכון השמיעה במטפל בכם. כך, מכון השמיעה המטפל בכם יכול להיות בטוח שאתם מרוצים מהשיפורים החדשים.

אלו שכבר התנסו בשימוש ב-ReSound Assist יכולים להעריך את אופן השירות הייחודי, קלות השימוש והנוחות שהוא מציע.

הנה מה שמשתמשי ReSound Assist אומרים:

"פשוט לשלוח בקשה מהאפליקציה" **83%**

"פשוט להוריד הגדרות חדשות מהאפליקציה" **89%**

"ההתאמות המעודכנות שיפרו את חוויית השמיעה שלי" **77%**



הנה כמה דוגמאות להתאמות שאתם יכולים לבצע בעצמכם באמצעות האפליקציה.

שיפור של הצלילים

תוכלו לגשת לאפשרויות נוספות להתאמות של הצלילים כדי לקבל איכות צליל מלאה יותר בכיוון של צלילים בתדירויות שונות – צלילי באס, ביניים או צלילים גבוהים.

חיווי מצב טעינת סוללות

עקבו אחר מצב טעינת הסוללות של כל מכשיר שמיעה נטען, וקבלו הודעה מתאימה על הצורך בטעינתו.

מצא את מכשירי השמיעה שלי

אם אינכם יכולים למצוא את מכשירי השמיעה שלכם, תוכלו לבדוק את המיקום האחרון שנרשם במפה באפליקציה.

אפשרות להקלה מטינטון

תוכלו לנסות להקל על תופעות הטינטון באמצעות השמעה ברקע של צלילים מרגיעים.

אפליקציית ReSound Smart 3D

להתאמה אישית מיטבית בכל מקום ובכל זמן

מכשירי השמיעה LiNX Quattro מתאימים עצמם אוטומטית לסביבה בה אתם נמצאים, אבל אתם יכולים להתאים בעצמכם את חווית ההאזנה האישית שלכם. אתם יכולים לקבוע כיצד תוכלו לחוות את הצלילים שמסביבכם באמצעות התאמות מהירות ודיסקרטיות באפליקציה.



לפרטים נוספים גלשו לאתר **אודיו-מדיק** או ל-resound.com

הפתרון הנטען המתקדם ביותר בעולם

LiNX Quattro מציעים כעת את הפתרון המתקדם ביותר למכשירי שמיעה נטענים – באמצעות סוללת ליתיום אינן האטומה לגמרי לצורך הגנה. הפתרון הקטן, הדיסקרטי והסוללה האנרגטית מספק לכם יותר מיום של פעילות ללא הצורך להתעסק בהחלפת סוללות. בלילה פשוט הניחו את מכשירי השמיעה שלכם במטען. ההשראה החשמלית, לשימוש ליום למחרת. מבוקר ועד לילה אתם יכולים להיות בטוחים בפתרון הנטען שלכם.

ביטחון מלא בטעינה מלאה

תוכלו ליהנות מעד 24 שעות שימוש בסוללה, אפילו כשבמחצית הזמן אתם משתמשים בשידור אלחוטי מטלוויזיה, מוזיקה את מקור אודיו אחר.


לרענן עם המכשירים בטעינה מהירה

אם אתם בדרך, בנסיעה או פשוט שכחתם לטעון בלילה את המכשירים, עדיין אתם יכולים להשתמש במכשירים לאחר 30 דקות טעינה בלבד.

לפרטים נוספים גלשו לאתר **אודיו-מדיק** או ל-resound.com

זמן טעינה	זמני שימוש בסוללה*
3 שעות =	30 24
1 שעה =	16
30 דקות =	8


*זמני השימוש עשויים להשתנות בהתאם לגורמים שונים



כיסי טעינה בהשראה חשמלית מאפשרים לכם למקם את מכשירי השמיעה שלכם בתוך האביזר לטעינה נוחה ודיסקרטית. בנוסף לבדיקת מצב הסוללות באפליקציית Smart 3D, נוריות לד המאירות באור ברור מציינות עבורכם כי הסוללות החלו להיטען. באמצעות אביזר הטעינה והאחסון תוכלו לטעון את מכשירי השמיעה שלכם עד שלוש פעמים ללא צורך בחיבור למקוור מתח. חיווי נוריות הLED יציין לכם את מצב הסוללות וגם את מצב המטען עצמו.

החופש לטעון בכל מקום

אביזר טעינה ואחסון אופנתי ומעוצב
אביזר הטעינה נכנס בקלות לכיס, למזוודה או לתיק נסיעות, שומר על מכשירי השמיעה שלכם וטוען אותם בו זמנית בכל מקום בו אתם נמצאים.



מגוון פתרונות רחב של דגמי מכשירי שמיעה




לגמרי בתוך התעלה



בתוך התעלה

אותו צליל בהיר, עשיר ומלא קיים גם במגוון של דגמי
מכשירי שמיעה ובצבעים שונים.

צבעים



Quattro 5

Quattro 7

Quattro 9

אנשים הסובלים מירידה בשמיעה הם בלב העשייה שלנו מכיוון שאנחנו יודעים שהם סומכים עלינו. זו הסיבה מדוע לא הפסקנו לשמש כחלוצים בחדשנות ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות באיכות גבוהה במשך יותר מ-150 שנים, כדי לעזור להם להרגיש יותר מעורבים, מחוברים ובשליטה, ולחולל שינוי בחייהם באמצעות סאונד. ניתן להשיג פתרונות אלה באמצעות מכוני שמיעה מקצועיים ברחבי העולם.

ReSound היא חלק מקבוצת GN – חלוצה בתחום הסאונד החל מ-ReSound וכלה במוצרי הספורט של Jabra. נוסדה בשנת 1869, מעסיקה למעלה מ-5000 איש ברחבי העולם ונסחרת בבורסה בניו יורק ובקופנהגן, GN דואגת שהחיים יישמעו טוב יותר.

למידע נוסף על כיצד LiNX Quattro יכול לתת לכם ביטחון בפרטים העדינים ביותר, גלשו לאתר אודיו-מדיק או ל-resound.com



Audio Medic

אודיו מדיק. תרשו לעצמכם לשמוע




***5223**

פרישמן 75, תל אביב

טל' 03-5225223

www.audio-medic.co.il

info@audio-medic.co.il

 facebook.com/resoundhearing
 twitter.com/resoundglobal
 linkedin.com/company/resound

Worldwide headquarters
GN Hearing A/S, Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

© 2019 GN Hearing A/S. All rights reserved. ReSound is a trademark of GN Hearing A/S. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.